

# HOJA DE SEGUIMIENTO DE RETINIZACIÓN

## 8 SEMANAS PARA ADAPTAR TU PIEL. 8 SEMANAS PARA UNA PIEL INCREÍBLE.

Como nueva usuaria de retinol puro\*, Mary Kay te recomienda que sigas este protocolo de retinización. Sigue esta guía para maximizar los resultados y asegurar el bienestar de tu piel. ¡No olvides utilizar protección solar durante el día!

### SEMANAS 1 + 2 ))

**1 VEZ POR SEMANA**, la misma noche de cada semana, diluir el Retinol 0,5 Clinical Solutions™ en la Leche Facial Calmante + Restauradora Clinical Solutions™ antes de aplicarlo.

L M X J V S D

1								NOTAS:
2								

### SEMANAS 5 + 6 ))

**2 VECES POR SEMANA**, aplicar el Retinol 0,5 seguido de la Leche Facial Calmante + Restauradora según necesidad.

L M X J V S D

5								NOTAS:
6								

### SEMANAS 3 + 4 ))

**1 VEZ POR SEMANA**, la misma noche de cada semana, aplicar el Retinol 0,5 seguido de la Leche Facial Calmante + Restauradora.

L M X J V S D

3								NOTAS:
4								

### SEMANAS 7 + 8 ))

**DE 3 A 5 VECES POR SEMANA**, aplicar el Retinol 0,5 seguido de la Leche Facial Calmante + Restauradora según necesidad.

L M X J V S D

7								NOTAS:
8								

\* Los productos TimeWise Repair\* no contienen retinol puro, contienen retinol encapsulado de liberación controlada que no está diseñado para retinizar la piel. Si los productos TimeWise Repair\* son tu única fuente de retinol, Mary Kay recomienda seguir el proceso de retinización propuesto en este folleto para ayudar a la piel a adaptarse a la potencia del retinol de alta concentración que se encuentra en Retinol 0,5 Mary Kay Clinical Solutions™.